





Odcienie Gradia Direct Anterior



Odcienie Gradia Direct Posterior



XBW: do bardzo jasnych wybielonych zębów
BW: do wybielonych zębów
CV: szyjkowy
CVD: szyjkowy ciemny
DT: ciemny przezierny
CT: czysty przezierny
GT: szary przezierny
NT: naturalny przezierny
WT: biały przezierny
CVT: szyjkowy przezierny

Odcienie Gradia Direct Flo i LoFlo



Odcienie Standard i Specjalne wewnętrzne oparte są na kolorniku Vita®.



Klasa I i II



Klasa III i IV



JUNIOR DOROSŁY SENIOR



Klasa V



Odcienie	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	C3
Specjalne wewnętrzne	BW	AO2	AO3	AO3	AO4	BW	AO2	AO3	AO4
Standard	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	C3
Specjalne zewnętrzne	WT	DT	DT	DT	DT	WT	WT	DT	DT

