

Unity stomatologiczne



PLANMECA



Rewolucyjna koncepcja unitu Planmeca Sovereign

Planmeca Sovereign to najbardziej zaawansowany model unitu stomatologicznego, który znajduje się na rynku. Urządzenie oferuje wszechstronność pracy z wykorzystaniem szerokiego zakresu specjalnych funkcji i posiada bardzo atrakcyjny wygląd. Graficzny, inteligentny panel obsługi umożliwia dostosowanie ustawień i parametrów pracy dla każdego użytkownika, gwarantując funkcjonalność i elastyczność unitu. Bezprzewodowy sterownik nożny zapewnia podwojoną kontrolę pracy całego urządzenia oraz instrumentów na konsoli. Personalizacja ustawień unitu dla każdego lekarza nie jest skomplikowana, ponieważ wszystkie ruchy unitu, fotela, konsoli są zmechanizowane i kontrolowane przez komputer, a symetryczna budowa urządzenia umożliwia mechaniczne przestawienie w pozycję do pracy dla lekarzy prawo- i leworęcznych. Unit Planmeca Sovereign wprowadził na rynek nowy, najwyższy stopień komfortu pracy lekarza spełniając najwyższe standardy pracy w nowoczesnej stomatologii.





Doskonałość w zakresie ergonomii pracy Planmeca Compact i

Koncepcja unitu stomatologicznego zawieszzonego na bloku spluwaczki - Planmeca Compact i to powszechnie uznane rozwiązanie zapewniające efektywną, dobrze zorganizowaną i higieniczną pracę w gabinecie stomatologicznym. Takie rozwiązanie techniczne oraz ultra cienkie oparcie fotela pacjenta rozwiązuje problem połączenia komfortu pacjenta podczas zabiegu i prawidłowej ergonomii pracy lekarza. Konsola z ramionami „od góry” zapewnia lekkie, precyzyjne i dobrze wyważone ruchy instrumentów, a zaawansowana budowa konsoli umożliwia zachowywanie nawet najbardziej rygorystycznych procedur higieny pracy. Unit Compact i z doskonałymi, sprawdzonymi rozwiązaniami technicznymi to najlepszy wybór dla każdego gabinetu stomatologicznego, który chce zachowywać najwyższe standardy pracy w swojej codziennej praktyce.





Innowacyjna koncepcja - unit z konsolą z boku
Planmeca Compact s

Unit Planmeca Compact s to ogromna mobilność i wyjątkowa lekkość przestawienia narzędzi, taka konstrukcja unitu zapewnia nowe możliwości pracy stomatologom preferującym konsolę z ramionami „od dołu”. Ramię boczne konsoli z siłownikami gazowymi gwarantuje jej optymalne ustawienie i umożliwia zamontowanie do sześciu narzędzi na konsoli oraz daje pewność, że używane narzędzie zawsze znajduje się w najbardziej ergonomicznym położeniu. Przy wejściu / zejściu pacjenta z fotela konsolę łatwo można ustawić z tyłu za fotelem tak, aby nie przeszkadzała w poruszaniu się po gabinecie. Konstrukcja urządzenia z możliwością umieszczenia bardzo dużej tacki na narzędzia wskazuje, że jest to wymarzony unit dla chirurgów szczękowych, którzy wykonują także zabiegi ze stomatologii zachowawczej.





Perfekcyjna modułowość Planmeca Universal

Koncepcja modularnej budowy unitu Planmeca Universal pozwala na dużą dowolność w jego konfiguracji. Podstawowym modulem jest wolnostojący blok spluwaczki. Ta unikalna cecha urządzenia pozwala każdemu lekarzowi zaplanować konfigurację unitu tak, aby spełniała jego wszystkie potrzeby. W projekcie aparatu zostały wykorzystane wszystkie najlepsze rozwiązania, które występują w linii unitów Planmeca Compact m.in. gładkie, dając się bardzo łatwo czyścić powierzchnie, ergonomiczne rozwiązania wspomagające pracę lekarza, zaawansowane sterowanie cyfrowe, szeroki zakres możliwych do wykorzystania instrumentów, niewielki rozmiar.





Inteligentna mobilność dla specjalistów Planmeca Compact c

Planmeca Compact c to unit stomatologiczny z konsolą na kółkach, rozwiązanie nadające się najlepiej do dostosowania urządzenia do specjalistycznych procedur medycznych wykorzystywanych przez dentystów. Bardzo stabilna i łatwa w przestawianiu konstrukcja konsoli na kółkach umożliwia jej ustawienie na dowolnej powierzchni, która może być przystosowana do skomplikowanych procedur implantologicznych lub w chirurgii szczękowej. Fotel można wyposażyć w podłokietnik chirurgiczny, w którym unieruchamia się rękę pacjenta.






Doskonałość za niewielkie pieniądze Planmeca Compact a

Doskonale harmonijny, nieskomplikowany i niewielki pneumatyczny unit Planmeca Compact a to idealny wybór dla stomatologów, którzy za niewielkie pieniądze chcą posiadać w swojej klinice prestiżowy unit „z górnej półki”. Planmeca Compact a już w podstawowej wersji wyposażony jest we wszystkie niezbędne w pracy instrumenty, do których opcjonalnie można dodać szeroką gamę najnowocześniejszych instrumentów stomatologicznych sterowanych mikroprocesorowo. Rozwiązania z zakresu higieny pracy, zawieszenie fotela z boku na bloku spluwaczki są identyczne z tymi, które występują w najdroższych modelach unitów Planmeca.





To, co najnowsze wśród foteli dentystycznych
Fotel Planmeca

W fotelu Planmeca pomysłowo połączono komfort pacjenta ze świetną ergonomią pracy lekarza. Anatomiczne cechy budowy fotela takie jak: cienkie oparcie, podłokietniki (zwykle/chirurgiczne) oraz intuicyjna kontrola ruchów fotela wspierają codzienną, efektywną pracę przy fotelu. Luksusowo duża ilość miejsca na nogi pod fotelem jest unikalna wśród podobnie zbudowanych foteli dentystycznych, a podwójnie łamany zagłówek fotela umożliwia prawidłowe ustawienie i swobodny dostęp do głowy i jamy ustnej pacjenta. Opcjonalnie w fotelu można zamontować mechanizm obrotowy, który umożliwia obracanie fotela o 180 stopni (w krokach, co 5 stopni).





Najlepsza lampa pola pracy Planmeca LED

Lampa pola pracy Planmeca LED zapewnia optymalne oświetlenie przy pomocy czterech diod LED. Zapewniają one świetną widoczność w jamie ustnej pacjenta. Oświetlenie LED gwarantuje optymalny kolor i temperaturę oświetlenia oraz zapewnia żywotność lampy na ponad 50 000 godzin bezobsługowej pracy. Czujniki infraczerwone zamontowane na lampie umożliwiają włączanie, wyłączenie, regulację intensywności oświetlenia poprzez przesunięcie dłoni przed frontem lampy. Na boku Planmeca LED zamontowane są dwa uchwyty, które umożliwiają łatwą i bardzo dokładną regulację położenia lampy, uchwyty można zdjąć i sterylizować w autoklawie.





Optymalna pomoc, łatwa regulacja *Stołeczki stomatologiczne Planmeca*

Ergonomiczne stołeczki stomatologiczne Planmeca zaprojektowano tak, aby maksymalnie wspomóc pracę stomatologa i zapewnić mu komfort pracy. Pięć modeli stołeczków spełnia różne zapotrzebowania użytkowników. Ustawienia stołeczków w trzech płaszczyznach reguluje się przy pomocy dźwigni, które są tak umieszczone, że można dokonywać regulacji także na siedząco nie przerywając zabiegu. Wszystkie powierzchnie i krawędzie występujące w krzeselkach są delikatnie zaokrąglone, co gwarantuje możliwość łatwego zachowania ich higieny. Podstawa stołeczków ma pięć ramion z kółkami zapewniając ich stabilność i łatwość przesuwania. Stołeczki występują we wszystkich kolorach tapicerek unitów Planmeca.

Obsługa szybka i bez wysiłku *Kamera Planmeca Intracam AF*

Planmeca Intracam AF to w pełni automatyczna i zintegrowana z unitem kamera dentystyczna. Kamera wyposażona jest w zaawansowany system auto focus z automatycznym systemem kontroli jasności kolorów, osiągając ostre i jasne obrazy bez konieczności ich ręcznego ustawiania. Funkcje stop klatka, zwolnienie stop klatki, zapisywanie obrazu dokonywane są ze sterownika nożnego, co gwarantuje zawsze najwyższą jakość obrazu i higienę pracy. Planmeca Intracam AF może być montowana na konsoli unitu z wykorzystaniem systemu szybkozłączonek, takie rozwiązanie umożliwia bardzo łatwe przenoszenie kamery pomiędzy unitami. Kamera jest bardzo łatwa do czyszczenia, ponieważ na jej korpusie nie ma żadnych elementów kontrolnych, a powierzchnie nie posiadają łączeń.



