




Wiosna 2011

GETINGE
 GETINGE GROUP

AUTOKLAWY GETINGE

PROMOCJA – DEMINERALIZATOR LUB DESTYLARKA W CENIE AUTOKLAWU!

	Opis produktu	Cena brutto w PLN:
	<p><u>GETINGE K3+</u></p> <p>Autoklaw z komora kwadratową, nowa stylistyka, o pojemności 10l, a o takiej samej pojemności załadunku co 18l autoklaw o okrągłej komorze. Program błyskawiczny do nieopakowanych, litych instrumentów zajmuje jedynie 9 min., program standardowy klasy B, przy pełnym załadunku trwa jedynie 20 min. Drzwi suwane zabezpieczające przed poparzeniem, gwarantowana trwałość komory wynosi co najmniej 50.000 procesów.</p>	<p>21.900</p> <p>16.400</p>
	<p><u>GETINGE K5+</u></p> <p>Autoklaw z komora kwadratową, nowa stylistyka, o pojemności 15l, a o takiej samej pojemności załadunku co 22l autoklaw o okrągłej komorze. Idealny dla średnich lub małych klinik z dużą ilością instrumentów. Program błyskawiczny do nieopakowanych, litych instrumentów zajmuje jedynie 9 min., program standardowy B, przy pełnym załadunku trwa jedynie 25 min., nowy program do sterylizacji 10 końcówek trwa 15 min. Drzwi suwane zabezpieczające przed poparzeniem, gwarantowana trwałość komory wynosi co najmniej 50.000 procesów.</p>	<p>25.000</p> <p>24.600</p>
	<p><u>GETINGE K7+</u></p> <p>Autoklaw z komora kwadratową, nowa stylistyka, o pojemności 20l, a o takiej samej pojemności załadunku co 31l autoklaw o okrągłej komorze. Idealny dla większych klinik ze szczególnymi wymaganiami. Program błyskawiczny do nieopakowanych, litych instrumentów zajmuje jedynie 9 min., program standardowy klasy B, przy pełnym załadunku trwa jedynie 25 min., nowy program do sterylizacji 10 końcówek trwa 15 min. Drzwi suwane zabezpieczające przed poparzeniem, gwarantowana trwałość komory wynosi co najmniej 44.000 procesów.</p>	<p>27.800</p> <p>25.800</p>
DRUKARKA	Drukarka termiczna do wydruku parametrów sterylizacji.	1.900
SYSTEM USB	System zapisu USB składa się z klucza USB i zewnętrznego urządzenia, które jest włączane do gniazda drukarkowego autoklawu, umożliwiając prowadzenie dokumentacji bez użycia papieru.	2.200
DEMINERALIZATOR	Deminerlizator „DS200” umożliwia bezpośrednie podłączenie autoklawu do sieci wodociągowej.	1.800

Cennik zawiera ceny w złotych polskich wraz z podatkiem VAT. Ceny zawierają koszty dostawy i standardowego montażu autoklawu. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producentów, zmian przepisów podatkowych, przepisów celnych lub z innych przyczyn. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Cennik nr 03/2011 obowiązuje do dnia 30.06.2011. Oferta promocyjna obowiązuje do wyczerpania ilości urządzeń objętych promocją.