

SKALERY ULTRADŹWIĘKOWE

Zdjęcie produktów	Opis produktu	Cena brutto
	<p>Built-in LM-ProPower LED</p> <p>Moduł skalera ze światłem do montażu w unicie ze sterowaniem napięciowym z klawiatury do A-dec 500 lub ze sterowaniem potencjometrem. Na rękojeści skalera znajduje się pokrętko do regulacji wody.</p> <p>Każdy zestaw zawiera moduł elektroniki, rękaw z przetwornikiem piezoelektrycznym (odczepiany od rękawa), 3 ergonomiczne silikonowe rączki (osłony), 3 klucze dynamometryczne do tipów oraz 3 typy do salingu nr 37, 39, 40.</p>	<p>4 700 zł</p> <p>3 700 zł</p>
	<p>US30M Ergo Basic</p> <p>Skaler wolnostojący z silikonowym przełącznikiem regulacji mocy. Zestaw zawiera trzy typy nr 37, 38, 39 i trzy ergonomiczne silikonowe rączki (osłony) Ergo Grip umożliwiające szybką ich zmianę i pracę oraz sterylizację w autoklawie. Możliwość rozbudowy skalera do wersji ze światłem.</p>	<p>5 150 zł</p>
	<p>US30 Unicorn Ergo Ultra</p> <p>Skaler ze sterylną linią płynów z systemem zmniejszającym zużycie wody, łatwy do przenoszenia oraz wymiany płynów, zapewnia najwyższy stopień higieny. Współpracuje z rączkami Ergo Ultra nadającymi się do sterylizacji, z silikonowym przełącznikiem regulacji mocy oraz do pracy endodontycznej.</p>	<p>9 610 zł</p>
	<p>US30 Double Ergo Ultra</p> <p>Skaler z dwoma sterylnymi liniami płynów z systemem zmniejszającym zużycie wody, łatwy do przenoszenia oraz wymiany płynów, zapewnia najwyższy stopień higieny. Współpracuje z rączkami Ergo Ultra nadającymi się do sterylizacji, z silikonowym przełącznikiem regulacji mocy oraz do pracy endodontycznej.</p>	<p>11 500 zł</p>

	Nazwa produktu	Cena brutto
5266711	Tip nr 31 do skalingu naddziąstowego od strony policzkowej, podniebiennej i w przestrzeniach międzyzębowych (10 – 50% mocy)	242 zł
5266761	Tip nr 32 do skalingu naddziąstowego przy dużych złogach od strony językowej i podniebienne (10 – 100% mocy)	242 zł
5269481, 5507601, 5507631	Tip nr 33, 33L, 33R do skalingu poddziąstowego i furkacji (10 – 70% mocy)	242 zł
5269491, 5507781	Tip nr 34, 34S – zbijak do koron i mostów	332 zł
5269501	Tip nr 35 do opracowania cementu (10 – 50% mocy)	332 zł
5504841, 5504941, 5504001	Tip nr 35TA, 35TB, 35TC do opracowania cementu (10 – 50% mocy)	332 zł
5504631, 5507661, 5596691	Tip nr 37, 37L, 37R do skalingu nad i poddziąstowego oraz furkacji (10 – 70% mocy)	332 zł
	Tip nr 39 uniwersalny, wzmocniony do skalingu naddziąstowego (10 – 100% mocy)	242 zł
5608371-A	Tip nr 38 do skalingu naddziąstowego od strony policzkowej, podniebiennej, poddziąstowego i furkacji (10 – 70% mocy)	332 zł
5608401-A	Tip nr 40 do głębszego skalingu poddziąstowego i naddziąstowego od strony policzkowej i podniebiennej (10 – 70% mocy)	332 zł
5608561-A	Tip nr 41A uniwersalny do skalingu naddziąstowego od strony policzkowej i podniebiennej (10 – 70% mocy)	242 zł
5608611-A	Tip nr 41AF do skalingu naddziąstowego w przestrzeniach międzyzębowych oraz od strony policzkowej i podniebiennej (10 – 70% mocy)	332 zł
5608571-A	Tip nr 41P uniwersalny do skalingu naddziąstowego od strony policzkowej i podniebiennej oraz małych kieszonek (10 – 70% mocy)	332 zł
5608581-A	Tip nr 41PF do skalingu naddziąstowego od strony policzkowej, podniebiennej i w przestrzeniach międzyzębowych (10 – 70% mocy)	332 zł
5506072	Tip nr FH-1 uchwyt do ręcznych narzędzi endodontycznych 70°	332 zł
5506141	Tip nr FH-2 uchwyt do ręcznych narzędzi endodontycznych 90°	332 zł
5506062	Tip nr FH-3 uchwyt do ręcznych narzędzi endodontycznych 110°	332 zł
5608481-A	Tip nr IH-1 uchwyt Endo-Chuck 125° (dawniej FH-4 - 110°)	332 zł
5608491-A	Tip nr IH-2 uchwyt Endo-Chuck 100° (dawniej FH-5 - 90°)	332 zł
	Tip nr AP-1 do AP-2 do retrochirurgii z nasypem diamentowym do otwierania i oczyszczania wierzchołka na uchwyty FH-4 i FH-5 (10 – 40% mocy)	150 zł
	Tip IM-1 do IM-2 do oczyszczania implantów i koron na uchwyty FH-4 i FH-5 (10 – 40% mocy) - (dawniej MP)	135 zł
	Tip nr EN-1 do EN-12 do opracowywania kanałów (10 – 40% mocy)	428 zł
	Tip nr AP-3 do AP-8 do retrochirurgii z nasypem diamentowym do otwierania i oczyszczania wierzchołka (10 – 40% mocy) - (dawniej RE)	428 zł
	Tip nr MI-1 do MI-4 z nasypem diamentowym do oczyszczania małych powierzchni (10 -70% mocy)	428 zł
	Rączki do skalera: Power-Line, SoftGrip, Quick-a-Tip	81 zł
	Rączka do skalera: ErgoGrip UltraLed,	161 zł
	Rączka do skalera: Ergo Grip Basic	99 zł
	Pudełko do sterylizacji i przechowywania na rączki do skalera	85 zł
5267941	Kluczyk uniwersalny do tipów (czarny)	108 zł
5500952	Kluczyk do tipów endo (FH-1, FH-2, FH-3)	108 zł
4516131	Kluczyk do tipów endo-chuck (FH-4 i FH-5)	108 zł
5601551	Piasek do piaskarek 180 g (miętowy)	108 zł

Cennik zawiera ceny w złotych polskich wraz z podatkiem VAT. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producentów, zmian przepisów podatkowych, przepisów celnych, zmian kursów walut lub z innych przyczyn. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Cennik nr 03/2011 obowiązuje do dnia 30.06.2011. Oferta promocyjna obowiązuje do wyczerpania ilości urządzeń objętych promocją.