

Wiosna 2011

LUPY STOMATOLOGICZNE

Lupy stomatologiczne:

- dostępne 3 opcje powiększeń: 2.5x; 3.0x; 3.5x
- linia TITANIUM oraz SPORT
- wysoka jakość optyki stanowiąca doskonale uzupełnienie możliwości szybkiej zmiany powiększeń
- dostępne obiektywy o ogniskowej: 340, 420 oraz 500mm
- dostępne kolory:
Titanium - czarny, niebieski, czerwony lub srebrny
Sport – czarny, srebrny i niebieski



Oprawki wykonane są z tytanu dzięki czemu lupki są lekkie, elastyczne i odporne na złamanie. Lupy posiadają możliwość regulacji rozstawu źrenic oraz kąta obserwacji. Zbieżność ustawiona jest fabrycznie. Oba modele wyposażone są w specjalny uchwyt zapobiegający zabrudzeniu soczewek przy zdejmowaniu lupek po zabiegu a także w specjalną tasiemkę służącą przytrzymywaniu lup na głowie. Ponadto modele z linii Titanium posiadają specjalne osłonki chroniące przed odpadami mechanicznymi.

Oświetlenie diodowe LED:

- ultra lekkie – 124g (lampka 11g, akumulator 113g),
- płynna regulacja natężenia na 2 poziomach: 22.000 – 28.000 Lux oraz 36.000 – 42.000 Lux,
- 7-8 godzin pracy ciąglej przy maksymalnej mocy na poziomie pierwszym oraz 3-4 godziny na poziomie drugim,
- możliwość ładowania baterii, żywotność 500 ładowań (2 lata),
- urządzenie zapewnia użytkownikowi całkowitą swobodę poruszania się,
- temperatura światła LED – 6.000 K,
- żywotność diody ponad 30 tys. godzin



Lupa stomatologiczna: Titanium, Sport (2.5x)	1.990,00 PLN	1.850,00 PLN
Lupa stomatologiczna: Titanium, Sport (3.0x)	2.150,00 PLN	1.990,00 PLN
Lupa stomatologiczna: Titanium, Sport (3.5x)	2.320,00 PLN	2.160,00 PLN
Oświetlenie diodowe LED:	2.130,00 PLN	1.980,00 PLN

Cennik zawiera ceny w złotych polskich wraz z podatkiem VAT. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producentów, zmian przepisów podatkowych, przepisów celnych, zmian kursów walut lub z innych przyczyn. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Cennik nr 03/2011 obowiązuje do dnia 30.06.2011. Oferta promocyjna obowiązuje do wyczerpania ilości urządzeń objętych promocją.