

Wiosna 2011

MIKROSKOPY STOMATOLOGICZNE

1. Mikroskop stomatologiczny IQ:

Mikroskop IQ dostarcza wizualnych wiadomości potrzebnych lekarzowi podczas przeprowadzania zabiegu. Wysokiej jakości optyka oraz najjaśniejszy strumień światła na rynku sprawia, że mikroskop ten jest idealnym rozwiązaniem dla każdego użytkownika. Design tego modelu pozwala na swobodną pracę w małych i dużych gabinetach jak też dużych klinikach stomatologicznych bez ograniczeń. Urządzenie posiada 3 stopniowy zakres powiększeń.



Specyfikacja techniczna mikroskopu:

- nowoczesne oświetlenie metalohalogenowe z możliwością przełączenia na klasyczne
- tubus stały 45° lub uchylny 0-180°
- obiektyw standardowy o ogniskowej 250mm
- 3 stopniowy zakres powiększeń (4,08x; 6,80x, 10,88x przy obiektywie 250mm)
- okular 10-krotny z regulacją dioptrii (dostępne też 12,5x oraz 20x)
- głębia pola ostrości (obiektyw 250mm, okular 10x): 11,5mm; 4,25mm; 3,5mm
- szerokie pole widzenia: 44,10; 26,50; 16,70mm
- stabilne, wyważone ramie pantograficzne
- możliwość rozbudowy o toru wizyjny z kamerą CCD oraz aparat cyfrowy
- dostępne również obiektywy o ogniskowej 175, 200, 300, 350 oraz 400mm
- dostępny w wersji montażowej: jezdnej, ściennej, sufitowej oraz wysoko ściennej

Mikroskop IQ z tubusem stałym 45° (wersja jezdna lub ścienna) 28.950 PLN

Oferta promocyjna 26.000 PLN

Mikroskop IQ z tubusem uchylnym 0-180° (wersja jezdna lub ścienna) 35.500 PLN

Oferta promocyjna 32.000 PLN

Wyposażenie dodatkowe:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Tor wizyjny z kamerą CCD | + 14.800,- PLN |
| 2. Przystawka do aparatu cyfrowego do toru wizyjnego | + 17.600,- PLN |
| 3. Dopłata do wersji sufitowej | + 4.900,- PLN |

2. Mikroskop stomatologiczny EVOLUTION:

Mikroskop Evolution to nowy standard mikroskopów stomatologicznych na świecie. Zaprojektowany specjalnie dla lekarzy stomatologów gwarantuje praktyczne i wygodne sterowanie podczas zabiegu. W modelu Evolution zastosowano oświetlenie metalohalogenowe 50W w standardzie z lampą o żywotności 1000 godzin. Każdy model posiada możliwość przełączenia oświetlenia metalohalogenowego na klasyczne (halogenowe) bez konieczności przerywania zabiegu.



Specyfikacja techniczna mikroskopu:

- nowoczesne oświetlenie metalohalogenowe z możliwością przełączenia na klasyczne halogenowe
- tubus stały 45° lub uchylny 0-180°
- obiektyw standardowy o ogniskowej 250mm
- 6 stopniowy zakres powiększeń (przy obiektywie 250mm: 2,72x; 4,08x; 5,30x; 8,70x; 10,88x; 17,00x)
- okular 10-krotny z regulacją dioptrii (dostępne również 12,5X oraz 20X)
- głębia pola ostrości (obiektyw 250mm, okular 10x): 24mm; 11,5mm; 8,5mm; 4,25mm; 3,5mm; 2,8mm
- szerokie pole widzenia: 66,18; 44,10; 33,96; 20,69; 16,70; 10,59mm
- stabilne, wyważone ramię pantograficzne
- możliwość rozbudowy o toru wizyjny z kamerą CCD oraz aparat cyfrowy
- dostępne również obiektywy o ogniskowej 175, 200, 300, 350 oraz 400mm
- dostępny w wersji montażowej jezdnej, ściennej, sufitowej oraz wysoko ściennej

Mikroskop Evolution z tubusem stałym 45° (wersja jezdna lub ścienna) ~~38.850 PLN~~

Oferta promocyjna 35.000 PLN

Mikroskop Evolution z tubusem uchylnym 0-180° (wersja jezdna lub ścienna) ~~52.050 PLN~~

Oferta promocyjna 46.800 PLN

Wyposażenie dodatkowe:

1. Tor wizyjny z kamerą CCD + 14.800 PLN
2. Przystawka do aparatu cyfrowego do toru wizyjnego + 17.600 PLN
3. Dopłata do wersji sufitowej + 3.300 PLN

Fotel chirurgiczny do mikroskopu stomatologicznego:

- zaprojektowany dla lekarzy endodontów i chirurgów
- 2 podparcia łędźwiowe zapobiegające zmęczeniu rąk
- możliwość ustawienia według indywidualnych potrzeb

Fotel chirurgiczny



5.500,00 PLN

Cennik zawiera ceny w złotych polskich wraz z podatkiem VAT. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producentów, zmian przepisów podatkowych, przepisów celnych, zmian kursów walut lub z innych przyczyn. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Cennik nr 03/2011 obowiązuje do dnia 30.06.2011. Oferta promocyjna obowiązuje do wyczerpania ilości urządzeń objętych promocją.