


Wiosna 2011


sirona

Radiografia Cyfrowa

PEŁNA GWARANCJA NA CZUJNIK
5 lat

	<p><u>Radiografia XIOS PLUS</u></p> <p>Najnowsza radiografia cyfrowa firmy Sirona. Nowy czujnik wykonany w technologii CMOS-APS z pikselem o wielkości 15µm gwarantuje najwyższą na świecie rozdzielczość 33 pl/mm. Lubiane za prostą obsługę oprogramowanie SIDEXIS w najnowszej wersji 2.5 gwarantuje szerokie możliwości analizy zdjęć i bezpieczeństwo danych medycznych. System dostępny standardowo w wersji wolnostojącej ze złączem USB lub opcjonalnie w wersji ściiennej ze złączem Ethernet.</p>	<p>22.000,- PLN <u>19.900</u> PLN</p>
<p>Zamiana czujnika 20x30 mm (std) na duży czujniki o wymiarach 26x37mm (full)</p>		<p>2.000,- PLN</p>
<p>Dopłata do interfejsu typu Ethernet</p>		<p>2.500,- PLN</p>

Zestaw radiografii cyfrowej z aparatem RTG

	<p><u>System radiografii XIOS PLUS</u></p> <p>Najwyższa na świecie rozdzielczość ponad 33 pl/mm, prostota obsługi, oraz nowoczesny wygląd to najkrótsza charakterystyka tego zestawu. W zestawieniu z najnowszym aparatem rentgenowskim Heliodent Plus, radiografia XIOS Plus pozwala na niespotykaną dotąd wyrazistość i ostrość obrazu. Oprogramowanie w języku polskim SIDEXIS XG, będące centrum zarządzania obrazami w gabinecie stomatologicznym jest wyjątkowo proste w obsłudze.</p>	<p>34.500,- PLN <u>29.900</u> PLN</p>
---	---	--