

Wiosna 2011

UNITY STOMATOLOGICZNE A-DEC

A-DEC 200 (RĘKAWY „OD DOŁU”)

CENA: 42 900 PLN

PROMOCJA - W ZESTAWIE :

1. Mikrosilnik elektryczny ze światłem NSK Ti-Max EL
2. Kątnica NSK ze światłem S-Max M25L
3. Turbina NSK ze światłem S-Max M600L z szybkozłączką PTL-CL-4HV-T
4. Lampa polimeryzacyjna diodowa TPC LED 55B

Poniższy pakiet wyposażenia dodatkowego oferujemy w specjalnej cenie 7 000 PLN zamiast 10 500 PLN:

1. Skaler piezoelektryczny EMS Piezon Kit
2. Kompresor bezolejowy MGF model 24/5 GENESI S
3. Pompa ssąca DURR DENTAL VS 300 S



WYPOSAŻENIE standardowe objęte w/w cenami:

Konsoleta lekarza:

- sterowanie unitu dzięki pneumatycznemu systemowi SPS (bez elektroniki)
- system podawania rękawów „od dołu”
- panel sterowania zapewniający ustawianie pozycji fotela, ich programowanie (4 programy), redukcję natężenia światła w lampie do poziomu wymaganego przy zakładaniu wypełnienia, splukiwanie miski i napełnianie kubka pacjenta
- dmuchawka 3 funkcyjna
- moduł do podłączenia turbiny wraz z rękawem*
- moduł do podłączenia mikrosilnika elektrycznego lub pneumatycznego wraz z rękawem*
- moduł do podłączenia skalera
- moduł do podłączenia lampy polimeryzacyjnej

Wielofunkcyjny sterownik nożny:

- ergonomiczny kształt
- na specjalnym trwałym przewodzie
- przełącznik do pracy z wodą lub bez

Blok spluwaczki:

- ruchoma ceramiczna spluwaczka z możliwością wychylenia w kierunku pacjenta

Stanowisko asysty:

- teleskopowe ramię asysty
- instalacja ssąca (instalacja nie zawiera pompy ssącej) lub ślinociąg wodny
- dmuchawka 3 funkcyjna

Fotel pacjenta:

- nożne (aseptyczne) sterowanie ruchami fotela
- skompensowany ruch oparcia i siedziska
- 4 pozycje do indywidualnego zaprogramowania (w tym pozycja „spluwaczkowa” i pozycja „0”)
- zagłówek chirurgiczny dwuprzegubowy, możliwość ułożenia głowy pacjenta pod kątem
- dwa ruchome podłokietniki

Lampa halogenowa mocowana na unicie:

- wygodna w ustawianiu głowica lampy
- głowica ustawiana w 3-ch płaszczyznach
- dwustopniowa regulacja natężenia
- redukcja natężenia światła w lampie do poziomu wymaganego przy zakładaniu wypełnienia
- standardowa żarówka halogenowa (łatwa do samodzielnej wymiany przez użytkownika)

Pakiet kontroli higieny A-DEC:

- atestowane zawory antyzwrotne (uniemożliwiające zasysanie krwi i śliny przez końcówki do unitu)
- system „flush” (przepłukiwania rękawów i końcówek po zabiegu)
- bezzwowa tapicerka do wyboru w następujących kolorach: chianti, indigo, lemongrass, paprika, saffron, sapphire, sky blue, taupe
- system zamkniętego obiegu wody na końcówki (2 litry)
- system ICX ciągłej kontroli higieny torów wodnych. Cena 1 opak./50 tabletek (do poj. 2l) – 150 PLN

* rękawy wliczone są w cenę unitu w przypadku zamówienia unitu łącznie z końcówkami

ZAMIANA KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH:

Zamiana w unicie A-DEC 200 promocyjnego zestawu podświetlanych końcówek NSK (kątnica S-Max M25L, turbina S-Max M600L z szybkozłączką PTL-CL-4HV-T):

- ✓ na zestaw podświetlanych końcówek W&H (kątnica SYNEA WA-56 LT, turbina TA 98CLED z szybkozłączką RQ-24) 1 800 PLN
- ✓ na zestaw podświetlanych końcówek Bien Air (kątnica CA 1:1L, turbina Bora L z szybkozłączką) 1 400 PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DOPLATA:

SKALERY:

- ✓ skaler piezoelektryczny EMS Piezon Kit 2 700 PLN
- ✓ skaler piezoelektryczny LM/AMDENT ze światłem LED 3 700 PLN
- ✓ skaler piezoelektryczny EMS Mini Piezon (wolnostojący) 3 300 PLN

LAMPY POLIMERYZACYJNE:

- ✓ lampa polimeryzacyjna diodowa LED 55B TPC 1 500 PLN
- ✓ lampa polimeryzacyjna diodowa bezprzewodowa LED 55-2BAT TPC 1 800 PLN

PIASKARKI:

- ✓ piaskarka EMS New Air Flow Handy 2+ na rękaw MIDWEST/na szybkozłączkę 3 500 / 4 700 PLN
- ✓ piaskarka NSK Prophy-Mate na rękaw MIDWEST/na szybkozłączkę 2 530 / 2 710 PLN
- ✓ piaskarka TPC Air Prophy P 555 na rękaw MIDWEST 1 100 PLN

KOMPRESORY:

- ✓ kompresor bezolejowy MGF model 24/5 GENESI S (do 1 unitu) (wydajność wyjściowa 77 l/min, zbiornik 24 litry) 3 100 PLN
- ✓ kompresor MGF model 24/10 GENESI S (do 2 unitów) (wydajność wyjściowa 135 l/min, zbiornik 24 litry) 3 600 PLN
- ✓ kompresor DURR DENTAL model Tornado 70 5 600 PLN
- ✓ obudowa wyciszająca MINI BOX MGF do modelu 24/5 GENESI S i 24/10 GENESI S 1 400 PLN

SYSTEMY SSĄCE:

- ✓ pompa ssąca DURR DENTAL VS 300 S (do 1 unitu) 4 700 PLN
- ✓ pompa ssąca DURR DENTAL VS 600 (do 2 unitów) 9 500 PLN
- ✓ pompa ssąca DURR DENTAL VS 900 S (do 3 unitów) 12 900 PLN

STOŁKI:

- ✓ stół lekarza A-DEC 1601 (potrójna regulacja zapewniająca komfortowe podparcie lędźwiowe) 2 400 PLN
- ✓ stół asysty A-DEC 1626 2 800 PLN

OPCJE I AKCESORIA:

- ✓ mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy ze światłem W&H EA 40-LT 9 400 PLN
- ✓ przeglądarka zdjęć rentgenowskich w unicie 300 PLN
- ✓ rękaw silikonowy bez światła / ze światłem 350 / 450 PLN

Cennik zawiera ceny w złotych polskich wraz z podatkiem VAT. Podane ceny dotyczą unitów w wyposażeniu standardowym, przedstawione zdjęcia mają charakter poglądowy. Podane w cenniku ceny wyposażenia dodatkowego lub zamiany elementów wyposażenia standardowego na opcjonalne obowiązują wyłącznie bezpośrednio przy zamówieniu unitu. Ceny zawierają koszty dostawy oraz koszty standardowego montażu unitu. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producentów, zmian przepisów podatkowych, przepisów celnych, zmian kursów walut lub z innych przyczyn. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Cennik nr 02/2011 obowiązuje do dnia 30.06.2011. Oferta promocyjna obowiązuje do wyczerpania ilości urządzeń objętych promocją.