

**Wiosna 2011**

**DABI ATLANTE**  
TITANIUM 200

**Do każdego unitu Dabi Atlante oferujemy TV Samsung LED 40" Full HD za 1 PLN**



ISO 9001:2008 ISO 13485:2003 CE 0434

**Unit stomatologiczny CROMA HASTEFLEX Titanium 200:**

**Fotel:** napęd elektromechaniczny oparty na przekładni **BOSCH**, sterowanie funkcjami fotela ze sterownika nożnego, konsolety lekarza oraz w panelu asysty, automatyczny powrót do **pozycji zerowej**, **3 dowolnie programowalne pozycje pracy**, **pozycja „spluwaczkowa”** z automatycznym powrotem do ostatniej pozycji pracy, nożne uruchamianie lampy zabiegowej, zagłówek "chirurgiczny" z wielostopniową regulacją położenia, bezszwowa tapicerka, przyłącza zlokalizowane bezpośrednio pod fotelem

**Spluwaczka:** odchylana i zdejmowana misa porcelanowa, **panel asysty** na wieloprzegubowym ruchomym ramieniu, **klawiatura sterująca** funkcjami fotela, spluwaczki, lampy, **ślinociąg** pneumatyczny Venturi, **ssak** pneumatyczny VACPLUS (zasilany kompresorem o wydajności min. 120 l/min, nie wymaga podłączenia do pompy ssącej), napełnianie kubka i splukiwanie misy w panelu asysty i konsolecie lekarza (obie funkcje z programowaniem czasu)

**Lampa:** widmo światła dziennego, uruchamianie lampy ze sterownika nożnego fotela, konsolety lekarskiej oraz w panelu asysty, **4-pozycyjna regulacja** natężenia światła, standardowa żarówka halogenowa H3 (ogólnie dostępna na rynku)

**Konsoleta:** zawieszenie rękawów "od góry" (**maksymalnie 5 instrumentów**), podwieszona pod fotelem, indywidualna regulacja spray'u, hamulec pneumatyczny, klawiatura sterująca funkcjami fotela, spluwaczki, lampy zabiegowej, **negatoskop** (przeglądarka zdjęć RTG), zamknięty obieg **wody destylowanej**, **system dezynfekcji** (FLUSH), **CHIP BLOWER** (przedmuch przez końcówkę)

**Wyposażenie unitu:** strzykawkowo-dmuchawka 3-funkcyjna, **mikrosilnik z kątnicą 1:1**, turbina, **skalier** piezoelektryczny Dabi Atlante (3 typy), diodowa **lampa polimeryzacyjna** wysokiej mocy TPC LED 55B, **stółek** stomatologiczny DABI ATLANTE, **kompresor** bezolejowy MGF 24/10 GENESI S (wydajność 135 l/min)

**Wersje wyposażenia:**

<b>STANDARD:</b>	<b>COMFORT:</b>	<b>LUX:</b>
Mikrosilnik pneumatyczny <b>NSK EX-203</b> Kątnica 1:1 <b>NSK FPB-E</b> Turbina <b>NSK PAX-SU</b> <del>29.900 PLN</del> <b>27.900 PLN</b>	Mikrosilnik elektr. ze światłem <b>NSK MD J LUX</b> Kątnica 1:1 ze światłem <b>NSK M25L</b> Turbina ze światłem i złączką <b>NSK M600L</b> <del>34.900 PLN</del> <b>32.900 PLN</b>	Mikrosilnik elektr. ze światłem <b>NSK MD J LUX</b> Kątnica 1:1 ze światłem <b>W&amp;H 56LT</b> Turbina ze światłem i złączką <b>W&amp;H TA 98CLED</b> <del>36.900 PLN</del> <b>34.900 PLN</b>

## OPCJE WYPOSAŻENIA UNITÓW DABI ATLANTE

### Zamiana:

mikrosilnika NSK EX-203 na NSK IS-205 (z wewnętrznym chłodzeniem)	+ 300 PLN
mikrosilnika NSK EX-203 na NSK MD Volume S (elektryczny bez światła z wewnętrznym chłodzeniem)	+ 3 000 PLN
mikrosilnika NSK MD J LUX na Bien Air ISOLITE LK	+ 500 PLN
kątnicy NSK FPB-E na NSK S-Max M25 (z wewnętrznym chłodzeniem)	+ 600 PLN
kątnicy NSK S-Max M25L na Bien Air CA 1:1L (ze światłem i wewnętrznym chłodzeniem)	+ 600 PLN
kątnicy NSK S-Max M25L na NSK X-Max X25L (ze światłem i wewnętrznym chłodzeniem)	+ 600 PLN
turbiny NSK S-Max M600L na Bien Air BORA L (ze światłem i szybkozłączką B.A.)	+ 400 PLN
turbiny NSK S-Max M600L na NSK X-Max X600L (ze światłem na szybkozłączką NSK)	+ 850 PLN
ssaka VACPLUS na system ssący do podłączenia do pompy ssącej (typu VS)	+ 500 PLN
stołek standardowego DABI ATLANTE na stołek DABI ATLANTE z tapicerką skórzaną	+ 1 400 PLN
tapicerki standardowej na tapicerkę skórzaną (szwowa)	+ 2 500 PLN

### Rezygnacja z wyposażenia objętego ceną danej wersji unitu:

mikrosilnik NSK EX-203	- 400 PLN
mikrosilnik NSK MD J LUX	- 1 500 PLN
zestaw: kątnica NSK FPB-E + turbina NSK PAX-SU	- 800 PLN
zestaw: kątnica NSK S-Max M25L + turbina NSK S-Max M600L z szybkozłączką	- 2 000 PLN
skaler DABI ATLANTE	- 500 PLN
lampa polimeryzacyjna TPC	- 500 PLN
stołek DABI ATLANTE	- 500 PLN
kompresor MGF 24/10 GENESI S	- 1 500 PLN

### Wyposażenie dodatkowe:

prostnica NSK EX-VI (bez chłodzenia)	600 PLN
prostnica NSK M65 (z wewnętrznym chłodzeniem)	1 200 PLN
kątnica przyspieszająca 1:5 na mikrosilnik NSK M95 (bez światła)	1 800 PLN
kątnica przyspieszająca 1:5 na mikrosilnik NSK M95L (ze światłem)	2 300 PLN
uniwersalna półka na akcesoria montowana do masztu lampy	400 PLN
przeniesienie lampy polimeryzacyjnej TPC LED 55B z konsoli lekarskiej do panelu asysty	500 PLN
dmuchawka kątowna zainstalowana w panelu asysty	700 PLN
prawy podłokietnik (ruchomy) do fotela pacjenta	750 PLN
zewnętrzna skrzynka przyłączeniowa (wraz z kosztami podłączenia)	1 000 PLN
system podświetlania mikrosilnika lub turbiny (tylko w wersji STANDARD)	1 000 PLN
rękaw wraz z zasilaniem wodno-powietrznym do podłączenia np. piaskarki, turbiny, mikrosilnika	1 000 PLN
stołek stomatologiczny KOMFORT z oparciem typu „banan” (produkcja krajowa)	1 200 PLN
asystor jezdny ANDAN 3 lub 6-szufladowy (produkcja krajowa)	1 500 PLN
instalacja osuszająca do kompresora (z automatycznym spustem kondensatu) montowana bezpośrednio do przyłączy unitu	650 PLN
obudowa wyciszająca do kompresorów (z płyty laminowanej - produkcja krajowa)	1 000 PLN
obudowa wyciszająca MINI BOX do kompresorów 24/5 GENESI S oraz 24/10 GENESI S (metalowa - produkcja MGF)	1 400 PLN
pompa ssąca DURR DENTAL VS 300 S (1 stanowisko)	4 700 PLN
zestaw multimedialny BASIC: kamera przewodowa AdvanceCAM firmy TPC (rozdzielczość: 1 360 000 pikseli, pamięć do 24 obrazów), monitor LCD Neovo X-15 AV (z wbudowanym wejściem Video) zamocowany na uchwycie uniwersalnym do masztu lampy zabiegowej (przewody zasilające do monitora i kamery poprowadzone na zewnątrz ramienia), uchwyt rękojeści kamery	<del>4 000 PLN</del> 3 900 PLN
zestaw multimedialny LUX: kamera przewodowa AdvanceCAM firmy TPC (rozdzielczość: 1 360 000 pikseli, pamięć do 24 obrazów), monitor LCD Neovo X-15 AV (z wbudowanym wejściem Video) zamocowany na profesjonalnym ramieniu do masztu lampy zabiegowej (przewody zasilające do monitora i kamery poprowadzone wewnątrz ramienia), uchwyt rękojeści kamery	<del>5 000 PLN</del> 4 900 PLN

Cennik zawiera ceny w złotych polskich wraz z podatkiem VAT. Podane ceny dotyczą unitów w wyposażeniu standardowym, przedstawione zdjęcia mają charakter poglądowy. Podane w cenniku ceny wyposażenia dodatkowego lub zamiany elementów wyposażenia standardowego na opcjonalne obowiązują wyłącznie bezpośrednio przy zamówieniu unitu. Ceny zawierają koszty dostawy oraz koszty standardowego montażu unitu. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producentów, zmian przepisów podatkowych, przepisów celnych, zmian kursów walut lub z innych przyczyn. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

**Cennik nr 03/2011 obowiązuje do dnia 30.06.2011. Oferta promocyjna obowiązuje do wyczerpania ilości urządzeń objętych promocją.**