

Wiosna 2011

PLANMECA
Compact i
Unit stomatologiczny



Fotel pacjenta:

- zintegrowany z blokiem higienicznym
- 4 pozycje do indywidualnego zaprogramowania
- programowana pozycja „do płukania ust” z automatycznym powrotem do ostatniej pozycji
- sterowanie ruchami fotela ze stolika lekarza i sterownika nożnego
- wielokrotnie łamany zagłówek z jednoczesną blokadą przegubów
- standardowa tapicerka

Blok higieniczny:

- zdejmowana obrotowa miska spluwaczki wykonana ze szkła (w kolorze niebieskim)
- panel asysty o regulowanej wysokości i położeniu
- system ssący „mokry” z 2 końcówkami (ślinociąg + ssak) o regulowanej sile ciągu
- system przepłukiwania końcówkowych torów wodnych zintegrowany w bloku spluwaczki
- system zasilania instrumentów wodą z sieci wodociągowej

Stolik lekarza:

- rękawy „od góry” (maksymalnie 5), możliwość indywidualnego ustalania kolejności narzędzi (poza dmuchawką)
- możliwość ustawienia stolika lekarza z prawej i lewej strony głowy pacjenta,
- panel sterujący funkcjami unitu z wyświetlaczem
- dmuchawka 6 funkcyjna
- podświetlany rękaw turbinowy
- rękaw z podświetlanym mikrosilnikiem elektrycznym *Bien Air MC3LK*
- ruchoma tacka na narzędzia w „rozmiarze 1” (194x296 mm)

Sterownik nożny umożliwiający sterowanie:

- pracą instrumentów
- ruchami fotela i wykonywanie programów
- włączenie sprayu i chip blower
- napełnianie kubka i splukiwanie spluwaczki
- wezwanie asysty lub otwarcie drzwi

Lampa zabiegowa DELIGHT (halogenowa) zamocowana w bloku higienicznym:

- reflektor zamontowany na pantograficznym ramieniu
- płynna regulacja natężenia w zakresie 8,000 + 28,000 lux

OFERTA PROMOCYJNA:

Cena brutto: 69 000 PLN

Pakiet poniższych urządzeń (o wartości katalogowej 10 700 PLN) teraz w cenie unitu!!!

1) Diodowa lampa zabiegowa *SingLED* w miejsce standardowej lampy halogenowej *DELIGHT* (+3 800 PLN)

2) Skaler piezoelektryczny *LM PowerHand* (+3 600 PLN)

3) Super-miękka tapicerka *ULTRA* w miejsce tapicerki standardowej (+3 300 PLN)