

Wiosna 2011

PLANMECA
Sovereign

Unit stomatologiczny

Planmeca Sovereign to najbardziej zaawansowany model unitu stomatologicznego, który znajduje się obecnie na rynku. Urządzenie oferuje wszechstronność pracy z wykorzystaniem szerokiego zakresu specjalnych funkcji i posiada bardzo atrakcyjny wygląd.

Graficzny, inteligentny panel obsługi umożliwia dostosowanie ustawień i parametrów pracy dla każdego użytkownika, gwarantując funkcjonalność i elastyczność unitu.

Personalizacja ustawień unitu dla każdego lekarza nie jest skomplikowana, ponieważ wszystkie ruchy unitu, fotela, konsoli są zmechanizowane i kontrolowane przez komputer, a symetryczna budowa urządzenia umożliwia mechaniczne przestawienie w pozycję do pracy dla lekarzy prawo- i leworęcznych.

Unit posiada własny internetowy adres IP i wyposażony jest w specjalny interfejs, dzięki któremu istnieje możliwość zdalnego (przez łącze internetowe) monitoringu parametrów pracy (np. przez wyspecjalizowany serwis), uaktualniania oprogramowania i integracji z systemem oprogramowania Planmeca Romexis Clinic Edition.



Fotel pacjenta:

- zintegrowany z blokiem higienicznym
- programowanie/wywoływanie indywidualnych pozycji fotela w zależności od wielkości pacjenta (S, M, L, XL)
- możliwość ustawienia fotela do pozycji krzesła
- obrót fotela względem bloku sanitarnego
- obrót fotela względem położenia unitu
- sterowanie ruchami fotela ze stolika lekarza i sterownika nożnego (oraz opcjonalnie z panelu asysty)
- automatycznie nastawiany zagłówek (zmechanizowany)
- super-miękka tapicerka fotela (ULTRA)

Blok higieniczny:

- odchylana miska spluwaczki wykonana ze szkła (niebieska lub mleczno-biała)
- panel asysty o regulowanej wysokości i położeniu z miejscami na 3 rękawy
- system ssący „mokry” z 2 końcówkami (ślinociąg + ssak)
- system przepłukiwania końcówkowych torów wodnych zintegrowany w bloku spluwaczki

Stolik lekarza:

- automatycznie ustawiany z prawej lub lewej strony głowy pacjenta
- system podawania rękawów do wyboru: „od góry”, „od dołu” lub „z boku” (maksymalnie 6 instrumentów),
- możliwość indywidualnego ustalania kolejności narzędzi na stoliku
- graficzny panel obsługi unitu
- automatyczne dostosowanie parametrów pracy instrumentów w zależności od wybranego charakteru zabiegu (stomatologia zachowawcza, endodoncja, periodontologia, chirurgia, protetyka)
- dmuchawka 6 funkcyjna do sterylizacji
- podświetlany rękaw turbinowy
- rękaw z podświetlanym bezszczotkowym mikrosilnikiem elektrycznym *Planmeca 801*
- ruchoma tacka na narzędzia w „rozmiarze 1” (194x296 mm)
- wielofunkcyjny sterownik nożny (przewodowy) umożliwiający pełen zakres obsługi unitu i fotela

Lampa zabiegowa SingLED:

- lampa diodowa zamontowana na pantograficznym ramieniu na pylonie 5-funkcyjnym w bloku higienicznym
- płynna regulacja natężenia do 35.000 lux
- bezdotykowe uruchamianie lampy

Cena brutto: 46 900 EUR